

FICHA TÉCNICA

Marca	Imagen	Denominación genérica y Referencia
		HOJA DE BISTURÍ DE ACERO CARBONO REF: 02XX (serie)

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Hoja de bisturí en acero al carbono.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Las hojas de bisturí en acero al carbono de Swann-Morton son el máximo exponente de calidad reconocida mundialmente. Facilitan y mejoran los procedimientos y protocolos practicados en quirófano, urgencias y emergencias, UCI, o en otros ámbitos sanitarios.

Alta resistencia al desgaste del filo frente a superficies duras como un hueso, reducen costes por intervención.

Las hojas de bisturí para mangos N3 se fabrican en los números siguientes:

N 6, N9, N 10, N 10A, N 11, N E/11, N D/15, N E11, N 12, N 12D, N 14, N 15, N 15A, N 15C, N 16, N SG3

Las hojas de bisturí para mangos N4 se fabrican en los números siguientes:

N 18, N 19, N 20, N 21, N 22, N 22A, N 23, N 24, N 25, N 25A, N 26, N 27, N 36

Sometidas a control microbiológico propio.

Las hojas pueden no ser colocadas en los mangos dañados o con la fijación gastada.

REFERENCIAS ESPECIFICACIONES Y PRESENTACIÓN

Referencia	Hoja núm.	Descripción
0217	9	HOJA BISTURI ESTERIL N 9 ACERO AL CARBONO
0201	10	HOJA BISTURI ESTERIL N 10 ACERO AL CARBONO
0203	11	HOJA BISTURI ESTERIL N 11 ACERO AL CARBONO
0204	12	HOJA BISTURI ESTERIL N 12 ACERO AL CARBONO
0205	15	HOJA BISTURI ESTERIL N 15 ACERO AL CARBONO
0222	16	HOJA BISTURI ESTERIL N 16 ACERO AL CARBONO
0223	18	HOJA BISTURI ESTERIL N 18 ACERO AL CARBONO
0224	19	HOJA BISTURI ESTERIL N 19 ACERO AL CARBONO
0206	20	HOJA BISTURI ESTERIL N 20 ACERO AL CARBONO
0207	21	HOJA BISTURI ESTERIL N 21 ACERO AL CARBONO
0208	22	HOJA BISTURI ESTERIL N 22 ACERO AL CARBONO
0210	23	HOJA BISTURI ESTERIL N 23 ACERO AL CARBONO
0211	24	HOJA BISTURI ESTERIL N 24 ACERO AL CARBONO
0212	25	HOJA BISTURI ESTERIL N 25 ACERO AL CARBONO
0213	26	HOJA BISTURI ESTERIL N 26 ACERO AL CARBONO
0214	27	HOJA BISTURI ESTERIL N 27 ACERO AL CARBONO
0236	36	HOJA BISTURI ESTERIL N 36 ACERO AL CARBONO
0202	10A	HOJA BISTURI ESTERIL N 10A ACERO AL CARBONO
0209	22A	HOJA BISTURI ESTERIL N 22A ACERO AL CARBONO
0221	15C	HOJA BISTURI ESTERIL N 15C ACERO AL CARBONO
0218	12D	HOJA BISTURI ESTERIL N 12D ACERO AL CARBONO

Presentación: Caja de 100 unidades

Envasado unitario en papel protector y sobre de aluminio.

Marca: SWANN-MORTON

COMPOSICIÓN, ALMACENAMIENTO Y ETIQUETADO

Composición cuchilla: Acero al carbono

Análisis cualitativo: Carbono, Silicona, Manganeso, Cromo, Sulfuro, Fósforo.

Conservar a temperatura ambiente en lugar seco, protegido del calor, la luz intensa y el polvo.

Caducidad 5 años.



De acuerdo con MDD 93/42/EEC



Exento de látex.



De un solo uso.



Método de

esterilización utilizando radiación Gamma. Dosis mínima de 25 kGy (2.5 M RADS)

FABRICANTE

Swann-Morton Ltd – UK