

MD300K2

Pulsioxímetro de mano



SANISUS MEDICAL
Material y Equipamiento Médico



**Un equipo Portátil para uso Pediátrico y Adulto.
Garantía profesional para una medición exacta. Calidad
en toma de muestras con un diseño innovador.**

Características:

- Pantalla de TFT de 2.4" a color
- Diseño ligero y portátil
- Configuración en varios idiomas, incluido el castellano
- Pantalla con SpO2, PR, onda pletismográfica y barra de pulso
- Alarmas visuales y sonoras
- Indicador de batería baja
- Transferencia de datos al PC por cable USB
- Identificación del usuario hasta 127 almacenamiento y estudio de 72 datos de la hora;
- Alimentación por tres pilas alcalinas
- Peso de 141g (sin baterías)
- Menú multilinguaje, incluido español
- Garantía: 2 años
- Servicio técnico en España

MD300K2

Pulsioxímetro de mano

Uso	Adulto y pediátrico
Rango SpO2	70%-100%
Resolución SPO2	1%
Exactitud SPO2	2
Resolución Pulso	1 lpm
Exactitud Pulso	2 lpm o 2%
Pantalla	TFT a color de 2,4"
Parámetros	SpO2, PR, barra de Pulso y onda pletismográfica
Alarma	SpO2, PR, dedo no colocado, apagado, batería baja
Alimentación	Tres pilas alcalinas o pilas Ni-MH o conectado Hasta 24h de uso AC: 220V-240V, 47/63Hz
Temperatura operativa	5°C-40°C
Temperatura almacenaje	-20°C-55°C
Humedad operativa	80%
Humedad almacenaje	93%
Tamaño	125mm*60mm*30mm
Peso	141g
Tiempo grabación	72 horas



El MD300K2 se utiliza para comprobar el nivel de saturación de oxígeno en la sangre del paciente (SpO₂) y la frecuencia del pulso. Como un dispositivo de monitorización fisiológica portátil, compacto, simple, confiable y duradero, el pulsioxímetro manual MD300K2 mejora en gran medida el cuidado del paciente. Para uso en clínica, hospital, organizaciones sociales médicas, primeros auxilios etc.



Su distribuidor:

