

SPHEN

High-performance table specially conceived for physiotherapy treatments. Equipped with 3 motors that control height, backrest and central section inclination. Double armrest system: the fixed ones are adjustable by gas lift and the lateral ones are removable. Headrest with breather hole. Extra postural cushion provided. Curved base with two wheels to facilitate its mobility. White PU upholstery of high quality that eases cleaning.

Camilla de altas prestaciones especialmente indicada para fisioterapia. Consta de 3 motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo y del módulo central. Sistema doble de reposabrazos: los fijos son regulables mediante pistón de gas y los laterales extraíbles. Respaldo con agujero facial y cojín postural adicional. Base semiesférica con dos ruedas que facilitan su desplazamiento. Tapizado blanco en PU fácil de limpiar.

Table à 3 plans à hautes performances spécialement conçue pour la kinésithérapie. Équipée de 3 moteurs qui règlent la hauteur de la table au moyen d'une commande périphérique et la section centrale à l'aide d'une pédale qui permet la position de cyphose et de Trendelenburg. Aussi disponible le modèle à 1 moteur avec la section centrale fixe. Repose-jambes et tête à 3 sections avec trou visage réglables par vérin à gaz. Roulettes escamotables. Revêtement ignifuge en PU gris et rembourrage à haute densité.

Hochwertige Liege besonders für Physiotherapie geeignet. Mit 3 Motoren um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und den mittleren Teil zu regulieren. Doppeltes Armstützesystem: die Stütze neben dem Kopfteil sind mittels Gasfeder regulierbar und die seitlichen Armlehnen sind ausziehbar. Kopfstütze mit Gesichtsausschnitt und extra Haltungskissen dazu. Halbkugelförmige Basis mit zwei Rädern, die die Verschiebung vereinfachen. Hochwertige weiße PU Polsterung, leicht abwaschbar.

Lettino di alta gamma specialmente progettata per fisioterapia. Ha 3 motori che regolano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e il modulo centrale. Doppio sistema di poggia braccia, estraibili e regolabili con pistone a gas. Schienale con foro viso e cuscino posturale addizionale. Robusto telaio metallico con due ruote per un facile spostamento. Tappezzeria in PU di colore grigio scuro di facile pulizia e gran qualità su un'imbottitura si alta densità.

Electric Massage Bed Ref. 2241C.3

Product size:
200x70x53/86 Weight: 77
Kg
Upholstery: PU
Motors: 3

- 1 Up and Down: 15 cm
- 2 Angle: 0° ~ 75°
- 3 Angle
- 4 Up and Down: 100 cm
- 5 Removable armrest
- 6 Hand controller Ref. HC003
- 7 Paper roll holder
- 8 Lateral displacement: 26cm

OPTIONS

- Bed cover
9 Foot controller Ref. FC003

COLOURS



PACKING SIZE
cm 208x79x61
N.W. kg
77
G.W. kg
92
MAX WEIGHT 180



SPHEN

