

TORAC

2-section table specially conceived for physiotherapy treatments with breather hole and headrest cushion. Equipped with 1 motor that controls the table height by means of a perimeter foot switch and backrest adjustable by gas lift. 4-wheels system, 2 of them can be activated to help move the table. PVC upholstery in grey colour and roll holder included.

Camilla de 2 secciones especialmente indicada para tratamientos de fisioterapia con agujero facial y cojín apoyacabezas. Equipada con 1 motor que controla la altura mediante perimetral y respaldo regulable mediante pistón de gas. Cuenta con 4 ruedas, 2 de ellas activables para facilitar el desplazamiento. Tapizado gris en PVC y portarrollos incluido.

Table à 2 plans spécialement conçue pour des traitements de kinésithérapie avec trou facial et coussin repose-tête. Équipée d'1 moteur qui règle la hauteur au moyen d'une commande périphérique et dossier réglable par vérin à gaz. 4 roulettes, 2 desquelles sont activables pour faciliter le déplacement de la table. Revêtement en PVC gris et porte-rouleau inclus.

Hochwertige zweiteilige Liege ideal für Physiotherapie-Behandlungen. Mit Gesichtsausschnitt und Kopfkissen. Mit 1 Motor und Rundumschaltung, um die Höhe zu regulieren. Rückenteil mit Gasfeder regulierbar. Mit 4 Rollen, 2 davon sind einziehbar, um die Liege zu bewegen. PVC Polsterung in Grau. Inklusive Papierrollenhalter.

Letino a 2 sezioni particolarmente indicato per trattamenti di fisioterapia, con foro facciale e cuscino poggiatosta. Dotato di 1 motore che controlla l'altezza mediante un sistema perimetrale, e schienale regolabile tramite pistone a gas. Dispone di 4 ruote, 2 delle quali attivabili per facilitare il movimento. Rivestimento in PVC grigio e portarotolo incluso.

Physiotherapy Table Ref. WKF024.1.A66

Product size: 198x68x43/86 cm
Weight: 57 Kg
Upholstery: PVC
Motors: 1

NEW

5



- 1 Up and Down 43 / 86 cm
- 2 Angle +90° ~ -23°
- 3 Thickness 7 cm
- 4 Lock/unlock wheels
- 5 Head cushion
- 6 Paper roll holder
- 7 Lateral displacement 26 cm

OPTIONS

Bed cover

PACKING SIZE cm
200x76x48
N.W. kg
57
G.W. kg
72
MAX WEIGHT
200 kg



TORAC

