

HERN

Multifunctional 2-section table with elegant design. Equipped with 1 motor that controls the table height by a lateral button built in the structure. Backrest adjustable by gas lift. White PU upholstery of high quality that eases cleaning. Paper roll holder included.

Camilla multifuncional de 2 cuerpos y elegante diseño. Equipada con 1 motor que permite regular la altura desde la botonera integrada en la estructura. La inclinación del respaldo es regulable mediante pistón de gas. Tapizado blanco en PU de gran calidad y fácil de limpiar. Portarrollos incorporado.

Table à 2 plans très polyvalente avec un design élégant. Équipée d'1 moteur qui règle la hauteur par une boutonnière latérale intégrée dans la structure. Dossier réglable par vérin à gaz. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer. Porte-rouleau inclus.

Multifunktionelle 2-teilige Liege mit einem eleganten Design. Sie verfügt über einen Motor, um die Höhe mittels eingebautem Schaltknopf zu regulieren. Die Neigung der Rückenlehne ist mittels Gasfeder regulierbar. Hochwertige weiße PU Polsterung, leicht abwaschbar. Mit Papierrollenhalter.

Lettino multifunzionale a 2 sezioni dal design elegante. Dotato di 1 motore che regola l'altezza mediante una pulsantiera integrata nel telaio. L'inclinazione dello schienale è regolabile attraverso un pistone a gas. Rivestimento bianco in PU di gran qualità e facile da pulire. Portarotolo incorporato.

Electric Massage Bed Ref. 2247T.1

Product size: 196x70x61/86
cm Weight: 70 Kg
Upholstery: PU
Motors: 1

- 1 Angle 0° ~ +75°
- 2 Breather hole
- 3 Up and Down 61/86 cm

OPTIONS

Bed cover

4 Hand controller Ref. HC001

5 Foot controller Ref. FC001
Wheels

COLOURS



PACKING SIZE

cm 202x75x70

N.W. kg

70

G.W. kg

85

MAX

WEIGHT 180

kg



HERN

