

SART

Functional 3-section chair equipped with a hydraulic pump that controls height. Backrest and legrest inclination is manually adjustable. Removable armrests. White PVC upholstery of high quality that eases cleaning.

Camilla funcional de 3 cuerpos con bomba hidráulica que permite regular la altura. La inclinación del respaldo y del reposapiés se regulan manualmente. Reposabrazos extraíbles. Tapizado blanco en PVC de alta calidad y fácil de limpiar.

Fauteuil à 3 plans de design fonctionnel avec une pompe hydraulique pour le réglage de la hauteur. Dossier et repose-pied réglables manuellement. Accoudoirs amovibles. Revêtement en PVC blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

Dreiteilige funktionelle Behandlungsliege. Höhe mittels einer Hydraulikpumpe regulierbar. Die Neigung der Rückenlehne und des Fußteiles ist manuell einstellbar. Ausziehbare Armlehne. Hochwertige PVC Polsterung, leicht abwaschbar.

Lettino funzionale a 3 corpi con pompa idraulica che consente di regolare l'altezza. L'inclinazione dello schienale e del poggiatesta viene regolata manualmente. Braccioli rimovibili. Rivestimento in PVC bianco di alta qualità e facile da pulire.

Hydraulic Bed

Beauty Ref.
WK5016-A26
rest: 185x63x57/75 cm
Size with armrest: 185x87x57/75 cm
Weight: 48,5 K g
Upholstery: PVC

- 1 Breather hole
- 2 Angle 0°~63°
- 3 Angle 0°~50°
- 4 Up and Down 57/75 cm
- 5 Rotation 0°
- 6 Paper roll holder

OPTIONS

Bed cover

PACKING SIZE cm

Base: 97x63,5x45

Top: 116x66x33

N.W. kg

48,5

G.W. kg

56,5

MAX WEIGHT

150 kg



1

2

3

4

SART

