



HOJA TÉCNICA

Electrodo de corchete con gel sólido de alta conductividad y fuerte adhesión para garantizar buena calidad de señal durante pruebas de ECG de monitorización.

Gracias al respaldo de espuma flexible, el electrodo garantiza facilidad y comodidad de uso durante la prueba.

Características Principales

- Gel sólido alta conductividad
- Fuerte adherencia
- Respaldo de espuma

Ambu® WhiteSensor WS

Electrodo desechable
para ECG



Gel sólido



Respaldo
de espuma

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Tamaño del electrodo (en mm)	36 x 40
Área de contacto (en mm)	36 x 40
Área adhesiva (en mm ²)	857
Perfil, excluyendo el conector (en mm)	1

Sensor

Composición	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Gel	Gel sólido
Área del sensor (en mm ²)	79
Área del gel/Área de medición (en mm ²)	201

Especificaciones eléctricas (ANSI/AAMI)

Impedancia CA - típica	150 Ω
Voltaje offset CD - típico	1,0 mV
Recuperación a carga de desfibrilación - típico	12 mV
Variación del potencial de polarización	0,3 mV/s
Inestabilidad de offset y ruido interno	9 μV
Tolerancia de corriente de polarización	5 mV

MATERIALES

Electrodo

Biocompatible	Sí
Sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
España	-
Material de respaldo	Espuma de Polietileno
Adhesivo del material del respaldo	Acrilato
Etiqueta de soporte	-
Conector (corchete)	Acero inoxidable
Sustrato superior	-
Blister	Poliéster (PET)

Embalaje

Bolsas, parte interna	Polilámina
Bolsas, parte central	Aluminio (AL)
Bolsas, parte externa	Poliéster (PET)
Cajas	Cartón

Medioambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No
Ftalatos	No

Rayos X y Resonancia Magnética (RM)

Radiotransparente	No
Para uso de RM	No

Caducidad

Bolsas abiertas	1 mes
Bolsas cerradas*	30 meses

*A partir de la fecha de fabricación

Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	50
Cantidad/caja	600/7200
Venta mínima	600/7200

Opciones

Conectores	S
------------	---

Atención

Desechable

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Referencia	Uds/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
WS-00-S/50	1	50	600	7200
WS-00-S/L5/50	5	50	600	7200

WS-00-S ■ Producto

■ Largo del cable (cm)

■ Conector

Ambu



SANISUS MEDICAL
Material y Equipamiento Médico

