

SELLA

3-section portable table with a light structure made of wood adjustable by tension wires. Height and backrest adjustable in different fixed positions and foldable in any of them. Lateral armrests, headrest for cervical massage, breather hole and armrest support. Transportation bag is included. PVC upholstery in white and high-density padding.

Camilla portátil de 3 cuerpos con estructura de madera ligera y ajustable mediante tensores. Altura regulable mediante posiciones fijas y plegado desde cualquiera de ellas. Respaldo regulable en posiciones fijas con agujero facial. Reposabrazos laterales, cabezal para masaje cervical y soporte reposabrazos incluidos. Bolsa de transporte. Tapizado en PVC blanco y acolchado de alta densidad.

Table à 3 plans portable avec structure en bois légère et réglable par des tenseurs. Dossier et hauteur réglables en plusieurs positions fixes et pliable dans toutes ces positions. Accoudoirs latéraux, trou visage, tête pour des traitements cervicaux et support repose-bras. Housse de transport incluse. Revêtement en PVC blanc et rembourrage à haute densité.

Tragbare dreiteilige Liege mit einer leichten Struktur aus Holz und mit Spannern ausgestattet. Höhe und Rückenteil in festen Stellungen verstellbar und klappbar aus jeder Höhe. Seitlichen Armstützen. Kopfteil für Nackenmassage mit Armablage ausgestattet. Mit Gesichtsausschnitt und Tragetasche. Hochwertige PVC Polsterung in Weiß, leicht abwaschbar.

Letino portatile a 3 corpi con struttura in legno chiaro e regolabile mediante i tensori. Altezza regolabile in posizioni fisse e piegabile indipendentemente dall'altezza fissata. Schienale regolabile in posizioni predeterminate con foro facciale. Braccioli laterali, poggiatesta per massaggio cervicale e sostegni per i braccioli inclusi. Custodia per il trasporto. Rivestimento in PVC bianco ed imbottitura ad alta densità.

Portable Wooden Massage Bed Ref. WKS020.A26

Product size: 197,5x70/94x62/84cm

Weight: 16,5 Kg

Upholstery: PVC

NEW



6

- 1 Breather hole
- 2 Angle 0°-45°
- 3 Up and Down 62/84 cm
- 4 Armrests
- 5 Headrest
- 6 Transportation bag 98x70x17

PACKING SIZE cm

96x21x78

N.W. kg

16

G.W. kg

19

MAX WEIGHT

180 kg



2



SELLA

