

Trainer para DEA 120C+

Con módulos de diferentes escenarios y lenguajes para poder simular la reanimación cardio-respiratoria en diferentes ámbitos y situaciones, el simulador de desfibrilador le permite realizar a los instructores una perfecta simulación.

10 escenarios de formación que simulan episodios realistas de repentinos paros cardiacos.


Incluye el controlador de dominio y las interfaces de audio.

Muy útil para los instructores en la enseñanza.



ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 3 pares de parches adultos
- 2 pares de parches pediátricos
- Bolsa de transporte
- Cables de conexión (parches)
- Manual de instrucciones
- Mando de control
- Unidad principal
- Cargador



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Energía: DC 4,5V / 3 AAA pilas
Medidas del producto:
190x150x46mm
Corriente estática: <200uA

Corriente máxima: <300mA

MANDO:

Energía: DC 3 V / 2AAA batería
Corriente estática: < 5uA
Corriente máxima: < 10mA



SANISUS MEDICAL
Material y Equipamiento Médico