

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

HOSPITAL PRODUCTS



JERINGA CON CONECTOR LUER LOCK, SIN AGUJA

JERINGA ESTÉRIL DE UN SOLO USO PARA INYECCIÓN O ASPIRACIÓN

Fabricada en Guangdong (China)



 **NIPRO**
MEDICAL EUROPE

JERINGA CON CONECTOR LUER LOCK, SIN AGUJA

JERINGA ESTÉRIL DE UN SOLO USO PARA INYECCIÓN O ASPIRACIÓN

- Cilindro transparente para facilitar la identificación de las burbujas de aire
- Movimiento suave del émbolo a todo lo largo del cilindro
- Aletas grandes para un manejo seguro
- Sin látex, sin BPA, sin DEHP, sin PVC
- Disponible con punta céntrica

CE₀₁₂₃

Productos sanitarios de la clase I

Regla 1

DPS 93/42/CEE

UMDNS 13929

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

- Marcado CE, productos sanitarios de clase I, regla 1, DPS 93/42/CEE, UMDNS 13929
- Cumple con las siguientes normas, directivas y reglamentos:
 - ISO 594-1
 - EN 1707
 - ISO 7886-1
 - ISO 13485
 - ISO 10993-1
 - ISO 10993-4
 - ISO 10993-5
 - ISO 10993-7
 - ISO 11607-1
 - ISO 11607-2
 - EN ISO 13485
 - ISO 15223-1
- Las etiquetas contienen 15 idiomas

DATOS SOBRE LA FABRICACIÓN

Fabricante legal: Guangdong Kindly Medical Device Group Co., Ltd.

País de origen: China

ESTERILIZACIÓN Y VIDA ÚTIL

Esterilización

Óxido de etileno (EtO)



Para un solo uso




Vida útil

5 años



MATERIALES UTILIZADOS



Sin DEHP
Sin BPA
Sin látex
Sin PVC

RESUMEN DE LA GAMA DE PRODUCTOS

Código de referencia	Descripción	Tamaño (ml)	Tipo de punta
SY3-3LC-GEC	Jeringa de 3 cuerpos, 3 ml, Luer lock G	3	CÉNTRICA
SY3-5LC-GEC	Jeringa de 3 cuerpos, 5 ml, Luer lock G	5	CÉNTRICA
SY3-10LC-GEC	Jeringa de 3 cuerpos, 10 ml, Luer lock G	10	CÉNTRICA
SY3-20LC-GEC	Jeringa de 3 cuerpos, 20 ml, Luer lock G	20	CÉNTRICA
SY3-30LC-GEC	Jeringa de 3 cuerpos, 30 ml, Luer lock G	30	CÉNTRICA
SY3-50LC-GEC	Jeringa de 3 cuerpos, 50 ml, Luer lock G	50	CÉNTRICA

DETALLES DEL EMBALAJE

Referencia	Tamaño	Caja interior				Caja exterior				Peso neto	Peso bruto
	(ml)	Cantidad	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Cantidad	L (cm)	A (cm)	H (cm)	(kg)	(kg)
SY3-3LC-GEC	3	100	420	125	70	3200	58	44	53	13,3	18,7
SY3-5LC-GEC	5	100	420	125	93	2400	58	44	46	14,0	18,8
SY3-10LC-GEC	10	100	420	165	110	1500	58	44	46	13,7	17,8
SY3-20LC-GEC	20	50	215	210	140	800	58	44	46	11,9	15,6
SY3-30LC-GEC	30	50	285	210	153	600	58	44	50	12,0	15,8
SY3-50SC-GEC	50	30	280	210	140	360	58	44	46	12,2	15,6

Idiomas

15 idiomas en todos los niveles del envasado:

Inglés (EN), francés (FR), neerlandés (NL), alemán (DE), español (ES), italiano (IT), portugués (PT), griego (EL), sueco (SV), danés (DA), noruego (NO), finlandés (FI), ruso (RU), turco (TR) y polaco (PL)

Condiciones de transporte

Cerrado y seco

Condiciones de almacenamiento

Abrir el envase inmediatamente antes del uso para garantizar la esterilidad.

Detalles del etiquetado

	Unidad individual	Caja interior	Caja exterior
Nombre de producto	✓	✓	✓
Dimensiones del producto	✓	✓	✓
Cantidad (unidades)	—	✓	✓
REF	✓	✓	✓
LOT	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
STERILE EO	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
EC REP	✓	✓	✓
	—	✓	✓
	—	—	✓
	✓	✓	✓

