

CHARA WARM

Electric spa bed with heating

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 1300014541



	205 x 79 cm
	75-92 cm
	103 kg
	200 kg
	203 x 85 x 79 cm
	AC 220-240 V 50/60 Hz 25W
	4 motors (6000 N 2 A)
	18 cm
	Wood and PU

CERTIFICATIONS (EU)

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
2014/35/EU Low Voltage Directive Tensión

ACCESSORIES

BED COVER

ENG

- Electric and heated SPA bed with control panel.
- Electric height adjustment with 2 motors (in flat position) 75-92 cm.
- Electric Trendelenburg 10° tilt.
- Electric backrest 80° of inclination.
- Electric footrest 25° of inclination.
- Manually adjustable armrests.
- Face hole and memorised positions.
- Paper roll holder included.

ESP

- Camilla SPA eléctrica y calefacción con mando de control.
- Regulación eléctrica de altura con 2 motores (en posición plana) 75-92 cm.
- Inclinación eléctrica Trendelenburg de 10°.
- Respaldo eléctrico 80° de inclinación.
- Reposapiés eléctrico 25° de inclinación.
- Reposabrazos ajustables manualmente.
- Agujero facial y posiciones memorizadas.
- Portarrollos incluido.

FR

- Divan SPA électrique et chauffant avec panneau de commande.
- Réglage électrique de la hauteur avec 2 moteurs (en position plate) 75-92 cm.
- Inclinaison électrique Trendelenburg 10°.
- Dossier électrique 80° d'inclinaison.
- Repose-pieds électrique 25° d'inclinaison.
- Accoudoirs réglables manuellement.
- Trou pour le visage et positions mémorisées.
- Porte-rouleau inclus.

ITA

- Lettino SPA elettrico e riscaldato con pannello di controllo.
- Regolazione elettrica dell'altezza con 2 motori (in posizione piana) 75-92 cm.
- Inclinazione elettrica Trendelenburg 10°.
- Schienale elettrico 80° di inclinazione.
- Poggiapiedi elettrico 25° di inclinazione.
- Braccioli regolabili manualmente.
- Foro per il viso e posizioni memorizzate.
- Porta rotolo incluso.

DEU

- Elektrische und beheizte SPA-Liege mit Bedienfeld.
- Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren (in flacher Position) 75-92 cm.
- Elektrische Trendelenburg-Neigung 10°.
- Elektrische Rückenlehne 80° Neigung.
- Elektrische Fußstütze 25° Neigung.
- Manuell verstellbare Armlehnen.
- Gesichtsloch und gespeicherte Positionen.
- Inklusive Rollenhalter.

CHARA WARM

Electric spa bed with heating

TECHNICAL DATA SHEET

SKU 1300014541

