

ZEO BACK

Stool

TECHNICAL DATA SHEET

REF. 163001*



↔	42 x 39 cm
↑↓	53,5 - 73,5 cm
∅	64 cm (base)
KG	9,3 kg
Max.	175 kg
📦	59 x 30 x 60 cm
📄	PU ○ ●



ENG

- Saddle-shaped seat stool with ergonomic backrest.
- Height of the stool can be manually adjusted by gas piston.
- Manual height adjustment of the backrest.
- Adjustable backrest and seat tilt by means of levers.
- Star-shaped die-cast aluminium base.
- 5 high quality, silent and flexible castors.

ESP

- Taburete de asiento en forma de silla de montar con respaldo ergonómico.
- Altura ajustable del taburete con la mano mediante pistón de gas.
- Altura ajustable manual del respaldo.
- Inclinação ajustable del respaldo y del asiento mediante palancas.
- Base de aluminio inyectado en forma de estrella.
- 5 ruedas de alta calidad, silenciosas y flexibles.

FR

- Tabouret en forme de selle avec dossier ergonomique.
- La hauteur du tabouret peut être réglée manuellement à l'aide d'un piston à gaz.
- Réglage manuel de la hauteur du dossier.
- Dossier et assise réglables en inclinaison à l'aide de leviers.
- Base en étoile en aluminium moulé sous pression.
- 5 roulettes de haute qualité, silencieuses et flexibles.

ITA

- Sgabello con seduta a sella e schienale ergonomico.
- L'altezza dello sgabello può essere regolata manualmente con un pistone a gas.
- Regolazione manuale dell'altezza dello schienale.
- Inclinação dello schienale e del sedile regolabile tramite leve.
- Base a stella in alluminio pressofuso.
- 5 ruote di alta qualità, silenziose e flessibili.

DEU

- Sattelförmiger Sitzhocker mit ergonomischer Rückenlehne.
- Manuelle Höhenverstellung des Hockers durch Gaskolben.
- Manuelle Höhenverstellung der Rückenlehne.
- Verstellbare Rückenlehne und Sitzneigung mit Hebeln.
- Sternförmiges Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss.
- 5 hochwertige, leise und flexible Rollen.