

→
REF. HZ-3872C
CAMILLA ELÉCTRICA DE
ESTÉTICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Longitud: 179 cm

Anchura

Con reposabrazos: 84,5 cm

Sin reposabrazos: 61 cm

Altura: 61-91 cm

Peso: 70 kg

Carga máx.: 200 kg

Motores: 4

Tapizado: PU ○

FUNCIONES MOTORIZADAS



- Altura (posición plana): 61-91 cm
- Trendelenburg (15° / altura máx. = 100 cm / altura mín. = 55 cm)
- Inclinación de 80° del respaldo
- Inclinación de 90° del reposapiés

FUNCIONES MANUALES



- Inclinación del reposacabezas y extensible hasta 18 cm
- Reposapiés extensible hasta 18 cm

INCLUYE



- Mando de control
- 2 ruedas pequeñas para facilitar su movilidad

CERTIFICACIONES




- 2014/30/EU Compatibilidad Electromagnética
- 2014/35/EU Directiva Baja Tensión

ACCESORIOS



- Reposacabezas con agujero facial IOT
- Mando de pie NEB 4
- Funda de camilla
- Portarrollos FULU

→
REF. HZ-3872C
CAMILLA ELÉCTRICA DE
ESTÉTICA



KG 200 kg
max

