



BEAUTY

## DIGITECH+

Ref. F350

Digital electrostimulation device with 10 output channels and electrodes in three formats: facial, body, and for small areas, allowing for precise application depending on the area being treated. Includes a vertically designed tower that optimizes workspace and enables organized storage of cables and electrodes. Features multiple specific programs to treat localized fat, improve muscle tone, and apply therapeutic massages.

Ideal for complete and personalized aesthetic treatments, both in beauty centers and wellness clinics.

Weight: 18.5 kg  
Size: 59 x 34 x 93 cm

Packaging size:  
74.0x68.0x30.0 cm  
G.W.kg 22.0



### Features

- ① Circular Electrode (4 cm)
- ② Figure-8 Electrode (8.5 cm x 4.5 cm)
- ③ Oval Shape (7.7 cm x 4.4 cm)
- ④ 8" Digital Screen (14 Different Programs)

### Electric features

Input Voltage: 100 ~120 V / 220 ~240 V  
Input Frequency: 50 Hz / 60 Hz  
Power: 60 W



BEAUTY

## DIGITECH+

Ref. F350

Equipo digital de electroestimulación con 10 canales de salida y electrodos en tres formatos: facial, corporal y para zonas pequeñas, lo que permite una aplicación precisa según el área a tratar. Incluye una torre de diseño vertical que optimiza el espacio de trabajo y permite un almacenamiento ordenado de cables y electrodos. Cuenta con múltiples programas específicos para tratar grasa localizada, mejorar el tono muscular y aplicar masajes terapéuticos.

Ideal para tratamientos estéticos completos y personalizados, tanto en centros de estética como en clínicas de bienestar.

Peso: 18,5 kg  
Tamaño: 59 x 34 x 93 cm

Tamaño del paquete:  
74.0x68.0x30.0 cm  
G.W.kg 22.0



### Características

- ① Electrodo Circular (4 Cm)
- ② Electrodo Forma 8 (8,5 Cm X 4,5 Cm)
- ③ Forma Ovalada (7,7 Cm X 4,4 Cm)
- ④ Pantalla Digital De 8" (14 Programas Distintos)

### Características eléctricas

Tensión De Entrada: 100 ~120 V / 220 ~240 V  
Frecuencia De Entrada: 50 Hz / 60 Hz  
Potencia: 60 W



BEAUTY

## DIGITECH+

Ref. F350

Dispositivo digitale per elettrostimolazione con 10 canali di uscita ed elettrodi in tre formati: facciale, corporeo e per zone piccole, che consente un'applicazione precisa in base all'area da trattare. Include una torre dal design verticale che ottimizza lo spazio di lavoro e consente una sistemazione ordinata di cavi ed elettrodi. Dispone di numerosi programmi specifici per trattare il grasso localizzato, migliorare il tono muscolare e applicare massaggi terapeutici.

Ideale per trattamenti estetici completi e personalizzati, sia nei centri estetici che nelle cliniche del benessere.

Peso: 18,5 kg  
Dimensioni: 59 x 34 x 93 cm

Dimensioni del pallet:  
74.0x68.0x30.0 cm  
G.W.kg 22.0



### Caratteristiche

- ① Elettrodo Circolare (4 Cm)
- ② Elettrodo A Forma Di 8 (8,5 Cm X 4,5 Cm)
- ③ Forma Ovale (7,7 Cm X 4,4 Cm)
- ④ Schermo Digitale Da 8" (14 Programmi Diversi)

### Caratteristiche elettriche

Tensione Di Ingresso: 100 ~120 V / 220 ~240 V  
Frequenza Di Ingresso: 50 Hz / 60 Hz  
Potenza: 60 W



BEAUTY

## DIGITECH+

Ref. F350

Digitales Elektrotherapiegerät mit 10 Ausgangskanälen und Elektroden in drei Formaten: für Gesicht, Körper und kleine Bereiche, was eine präzise Anwendung je nach Behandlungszone ermöglicht. Enthält einen Turm mit vertikalem Design, der den Arbeitsbereich optimiert und eine ordentliche Aufbewahrung von Kabeln und Elektroden erlaubt. Verfügt über mehrere spezifische Programme zur Behandlung von lokalisiertem Fett, zur Verbesserung des Muskeltonus und zur Durchführung therapeutischer Massagen.

Ideal für vollständige und personalisierte Schönheitsbehandlungen, sowohl in Schönheitszentren als auch in Wellnesskliniken.

Gewicht: 18,5 kg  
Größe: 59 x 34 x 93 cm

Verpackungsgröße:  
74.0x68.0x30.0 cm  
G.W.kg 22.0



### Eigenschaften

- ① Runder Elektrode (4 Cm)
- ② Elektrode In Form Einer 8 (8,5 Cm X 4,5 Cm)
- ③ Ovale Form (7,7 Cm X 4,4 Cm)
- ④ 8"-Digitalanzeige (14 Verschiedene Programme)

### Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung: 100 ~120 V / 220 ~240 V  
Eingangsfrequenz: 50 Hz / 60 Hz  
Leistung: 60 W



BEAUTY

## DIGITECH+

Ref. F350

Appareil d'électrostimulation numérique avec 10 canaux de sortie et électrodes en trois formats : visage, corps et zones petites, ce qui permet une application précise selon la zone à traiter. Comprend une tour au design vertical qui optimise l'espace de travail et permet un rangement ordonné des câbles et des électrodes. Dispose de multiples programmes spécifiques pour traiter la graisse localisée, améliorer le tonus musculaire et appliquer des massages thérapeutiques.

Idéal pour des traitements esthétiques complets et personnalisés, aussi bien dans les centres de beauté que dans les cliniques de bien-être.

Poids : 18,5 kg  
Dimensions : 59 x 34 x 93 cm

Taille du paquet:  
74.0x68.0x30.0 cm  
G.W.kg 22.0



### Caractéristiques

- ① Électrode Circulaire (4 Cm)
- ② Électrode En Forme De 8 (8,5 Cm X 4,5 Cm)
- ③ Forme Ovale (7,7 Cm X 4,4 Cm)
- ④ Écran Numérique De 8" (14 Programmes Différents)

### Caractéristiques électriques

Tension D'entrée : 100 ~120 V / 220 ~240 V  
Fréquence D'entrée : 50 Hz / 60 Hz  
Puissance : 60 W